


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항Sod1 토끼 단클론 항체 - P00441

품목 번호: CM0007586



### 소개

항SOD1 토끼 단클론 항체는 인간 슈퍼옥사이드 디스뮤테이스 [Cu-Zn] (SOD1)을 특이적으로 인식합니다. 산화 스트레스 및 신경퇴행성 질환 연구에서 WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SOD1 토끼 mAb                                                 |
| 비고/별칭       | ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; 호모이량체; SOD1   |
| 종           | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 6647                                                        |
| 유전자 ID      | 6647                                                        |
| 면역원         | 인간 SOD1 (NP_000445.1)의 아미노산 2-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간                                                          |
| SWISS       | P00441                                                      |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |