

Anti-Somatotropin (Gh1) 폴리클론항체 For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01241

품목 번호: CM0025874



소개

인체 성장호르몬(somatotropin/GH1)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용. 마우스, 래트와 교차반응. 성장 조절 및 IGF1 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GH1 Rabbit pAb
비고/별칭	GH; GHN; GH-N; GHB5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
종	인간
유전자 ID (인간)	2688
유전자 ID	2688
면역원	인간 GH1 (NP_000506.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01241
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백