

Anti-Son 토끼 다클로날 항체 (Wb/Elisa) - P18583

품목 번호: CM0023425



소개

사람 SON 단백질(264kDa)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SON은 세포 주기 및 DNA 복구 전사체의 mRNA 스플라이싱에 관여하는 RNA 결합 단백질입니다. 유전자 발현 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SON Rabbit pAb
비고/별칭	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6651
GeneID	6651
면역원	사람 SON (NP_001278340.1)의 아미노산 850-950 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P18583
단백질 분자량	264kDa
배송	아이스백