

Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

품목 번호: CM0013887



소개

인간 소닉 헤지호그(Sonic Hedgehog, Shh) 단백질에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 발달 패턴링, 헤지호그 신호 전달 및 형태인자 기능 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit pAb
비고/별칭	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
종(Species)	Human (인간)
GeneID	6469
면역원(Immunogen)	인간 Sonic Hedgehog (Shh) (NP_000184.1)의 아미노산 231-330 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q15465
단백질 분자량(Protein Weight)	50kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스 백)