


## Anti-Sos1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q07889

품목 번호: CM0026961



### 소개

인간 SOS1(Son of sevenless homolog 1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. Ras 신호 전달 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 제품명            | SOS1 Rabbit pAb                                     |
| 비고/별칭          | GFI; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1             |
| 종              | 인간                                                  |
| GeneID (Human) | 6654                                                |
| GeneID         | 6654                                                |
| 면역원            | 인간 SOS1 (NP_005624.2)의 아미노산 1034-1333에 해당하는 재조합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                  |
| 범주             | 폴리클론 항체                                             |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                           |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                         |
| SWISS          | Q07889                                              |
| 단백질 분자량        | 152kDa                                              |
| 배송             | 아이스백                                                |