

Wb, Elisa용 항-Sostdc1 다클론 항체 - Q6X4U4

품목 번호: CM0022776

소개

인간 SOSTDC1(USAG-1, 에크토딘)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. BMP/Wnt 신호 전달 및 생식생물학 연구를 위한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOSTDC1 토끼 pAb
비고/별칭	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
종	인간
유전자 ID	25928
면역원	인간 SOSTDC1 (NP_056279.1)의 아미노산 115-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6X4U4
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩