


Wb, Elisa용 항Sox17 토끼 다클론 항체 - Q9H6I2

품목 번호: CM0021765



소개

인간 SOX17을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, 배아 발달 및 Wnt 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX17 토끼 pAb
비고/별칭	VUR3; SOX17
종	인간
GeneID (인간)	64321
GeneID	64321
면역원	인간 SOX17 (NP_071899.1)의 아미노산 343-414에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H6I2
단백질 분자량	44 kDa
배송	아이스 팩