


Anti-Sp100 폴리클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - P23497

품목 번호: CM0026366



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용되는 토끼 폴리클로날 SP100 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. PML 핵 소체, ETS1과의 전사 공동 활성화, 및 세포사멸 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SP100 Rabbit pAb
비고/별칭	lysp100b; SP100
종	인간
GeneID (인간)	6672
GeneID	6672
면역원	인간 SP100 (NP_001193631.1)의 아미노산 181-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P23497
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백