

Wb 및 Elisa용 항-Sparcl1 토끼 다클론 항체 - Q14515

품목 번호: CM0021840



소개

인간 SPARCL1(Hevin, MAST9)에 대한 고품질 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포외 기질 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPARCL1 토끼 pAb
비고/별칭	SCI; MAST9; PIG33; MAST 9; SPARCL1
종	인간
유전자ID (인간)	8404
유전자ID	8404
면역원	인간 SPARCL1(NP_004675.3)의 아미노산 17-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14515
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 팩