


Wb, Elisa용 Anti-Spata5 폴리클론 항체 - Q8Nb90

품목 번호: CM0022623



소개

인체 SPATA5(AFG2, SPAF)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스, 쥐(Rat)의 SPATA5를 검출하며, 염색질 복제, 리보솜 생합성 및 정자 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPATA5 토끼 pAb
비고/별칭	AFG2; SPAF; EHLMS; NEDHSB; SPATA5
종	인간
GeneID (인간)	166378
GeneID	166378
면역원	인간 SPATA5(NP_001304728)의 아미노산 228-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q8NB90
단백질 무게	98kDa
배송	아이스팩