

Wb 및 Elisa용 Anti-Spc24 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Nbt2

품목 번호: CM0024675



소개

이 토끼 폴리클론 항체로 SPC24의 동원체 조립 및 염색체 분리 역할을 검증하세요. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 SPC24와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SPC24 Rabbit pAb
비고/별칭	SPBC24; SPC24
종	인간
GeneID (human)	147841
GeneID	147841
면역원	재조합 단백질 인간 SPC24 (NP_872319.1)의 아미노산 1-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NBT2
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백