

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Spdef 토끼 다클론 항체 - O95238

품목 번호: CM0016471



소개

인간 SPDEF(PDEF, SAM pointed domain-containing Ets 전사 인자)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 랫드와 교차 반응합니다. 전립선암 및 호르몬 조절 상피 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPDEF 토끼 pAb
비고/별칭	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
종	인간
GeneID(인간)	25803
GeneID	25803
면역원	인간 SPDEF(NP_036523.1)의 아미노산 1-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O95238
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩