


Ihc-P, Elisa용 항-Sphk1 다클론 항체 - Q9Nya1

품목 번호: CM0020191



소개

인간 스펡고신 키나아제 1(SPHK1)에 대한 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에 사용 가능하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 43kDa 밴드를 검출합니다. S1P 매개 신호 전달, 염증 및 신경염증 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPHK1 토끼 pAb
비고/별칭	SPHK
종	인간
유전자ID (인간)	8877
유전자ID	8877
면역원	인간 SPHK1 (NP_001136074.1)의 아미노산 201-300 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NYA1
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스백