

Wb 및 Elisa용 항-Sphk2 다클론 항체 - Q9Nra0

품목 번호: CM0029742

소개

WB 및 ELISA용 인간 스펡고신 키나아제 2(SPHK2)를 표적으로 하는 SPHK2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. S1P 신호전달, 세포자멸사, 미토콘드리아 호흡 및 후성유전적 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPHK2 토끼 pAb
비고/별칭	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
종	인간
유전자ID	56848
면역원	인간 SPHK2(NP_001191088.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NRA0
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩