

Wb, Elisa용 Anti-Sphk2 폴리클로날 항체 - Q9Nra0

품목 번호: CM0025108

소개

인간 SPHK2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 예측 분자량 69 kDa의 인간, 마우스 및 래트 SPHK2를 검출합니다. 세포자사 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPHK2 Rabbit pAb
비고/별칭	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
종	인간
유전자 ID (인간)	56848
유전자 ID	56848
면역원	재조합 단백질 인간 SPHK2의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001191088.1).
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRA0
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백