


Anti-Spint1 (Hai-1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43278

품목 번호: CM0027779



소개

인간 SPINT1(HAI-1)에 대한 토끼 폴리클론항체, 쿠니츠형 프로테아제 억제제, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응; 재조합 면역원; 예측 분자량 58 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SPINT1 Rabbit pAb
비고/별칭	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
종	인간
GeneID (인간)	6692
GeneID	6692
면역원	인간 SPINT1 (NP_003701.1)의 아미노산 234-513에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43278
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백