

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sprouty 2 단클론 항체 - O43597

품목 번호: CM0010433



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용을 위한 인간 Sprouty 2 (SPRY2) 표적 토끼 단클론 항체로, 랫트와 교차 반응성을 가집니다. FGF 신호전달 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Sprouty 2 토끼 mAb
비고/별칭	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
종	인간
GeneID (인간)	10253
GeneID	10253
면역원	합성 펩타이드 인간 Sprouty 2(O43597)의 아미노산 216-315 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	O43597
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백