

Anti-Sprrr1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P35321

품목 번호: CM0019595

소개

SPRR1A Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 Cornifin-A (SPRR1A)를 표적으로 합니다. 인간, 마우스, 래트 교차 반응성을 갖춘 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 각질세포 분화, 피부 장벽, 각질 피막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPRR1A Rabbit pAb
비고/별칭	SPRK; SPRR1A
종	인간
유전자 ID (인간)	6698
유전자 ID	6698
면역원	합성 펩타이드 인간 SPRR1A (NP_005978.2)의 아미노산 1-89에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35321
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백