


Wb 및 Elisa용 항-Sptbn1 토끼 다클론 항체 - Q01082

품목 번호: CM0026569



소개

인간 SPTBN1(베타-II 스펙트린)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 약 275kDa 크기의 인간 및 생쥐 SPTBN1을 검출합니다. 세포골격 및 막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SPTBN1 토끼 pAb
비고/별칭	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
종	인간
유전자 ID (인간)	6711
유전자 ID	6711
면역원	인간 SPTBN1 (NP_003119.2)의 아미노산 2100-2200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q01082
단백질 분자량	275kDa
배송	아이스팩