


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Srebf2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q12772

품목 번호: CM0020421



소개

인간 SREBF2(SREBP-2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 주요 콜레스테롤 생합성 전사인자입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 적합하며, 마우스와 교차 반응합니다. 지질 대사 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SREBF2 Rabbit pAb
비고/별칭	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
종	인간
유전자 ID (인간)	6721
유전자 ID	6721
면역원	인간 SREBF2 (NP_004590.2)의 아미노산 401-500에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12772
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백