


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Srp72 다클론 항체 - O76094

품목 번호: CM0017139



소개

인간 SRP72에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. ER로의 SRP 매개 단백질 타겟팅 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SRP72 토끼 pAb
비고/별칭	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
종	인간
유전자 ID (인간)	6731
유전자 ID	6731
면역원	재조합 단백질: 인간 SRP72 (NP_008878.3)의 아미노산 440-544에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76094
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 팩