


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Srsf3 단일클론 항체 - P84103

품목 번호: CM0006265



소개

mRNA 대안 스플라이싱 및 핵 수출에 관여하는 세린/아르기닌 풍부 스플라이싱 인자인 SRSF3을 표적으로 하는 토끼 재조합 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SRSF3 Rabbit mAb
비고/별칭	SFRS3; SRP20; SRSF3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6428
유전자 ID	6428
면역원	사람 SRSF3 (P84103)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P84103
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)