

Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 항St6Gal1/Cd75 토끼 단클론 항체 - P15907

품목 번호: CM0006422



소개

ST6GAL1/CD75에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, FC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인체 샘플에서 시알릴트랜스퍼레이스 기능과 당화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ST6GAL1/CD75 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1/CD75
종	인간
유전자 ID (인간)	6480
유전자 ID	6480
면역원	인간 ST6GAL1/CD75 (NP_001340845.1)의 아미노산 44-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15907
단백질 분자량	20kDa/47kDa
배송 방식	아이스 팩