

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Stam2 토끼 다클론 항체 - O75886

품목 번호: CM0028177



소개

인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 STAM2 토끼 다클론 항체. 사이토카인 신호전달 및 수용체 다운레귤레이션에 관여하는 신호전달 어댑터 분자 2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAM2 토끼 pAb
비고/별칭	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
종	인간
유전자 ID	10254
면역원	인간 STAM2 (NP_005834.4)의 아미노산 376-525에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75886
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백