


Wb, Elisa용 항인간 Stard3(Mln64, Cab1) 토끼 다클론 항체 - Q14849

품목 번호: CM0025674



소개

인간 STARD3(MLN64, CAB1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 수송 및 엔도솜 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STARD3 토끼 pAb
비고/별칭	CAB1; es64; MLN64; STARD3
종	인간
유전자 ID (인간)	10948
유전자 ID	10948
면역원	인간 STARD3(NP_006795.3)의 아미노산 170-445에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14849
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백