

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Stathmin 1 폴리클로날 항체 - P16949

품목 번호: CM0022108

소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 WB, IHC-P, ELISA용 Stathmin 1 (Op18/p19)을 표적으로 합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. Stathmin 1은 미세소관 역동성을 조절하며 급성 백혈병에서 과발현됩니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Stathmin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Stathmin 1
종	인간
GeneID (Human)	3925
GeneID	3925
면역원	합성 펩타이드[인간 Stathmin 1 (NP_005554.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원료	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백