


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Stk38L 폴리클로날 항체 - Q9Y2H1

품목 번호: CM0017534



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 STK38L (NDR2)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. 신경 세포 분화 및 키나제 신호 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STK38L Rabbit pAb
비고/별칭	NDR2; STK38L
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	23012
유전자 ID	23012
면역원(Immunogen)	사람 STK38L (NP_055815.1)의 아미노산 165-464에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9Y2H1
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)