


Wb, Elisa용 Anti-Stra13 폴리클로날 항체 - A8Mt69

품목 번호: CM0030306



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-인간 STRA13/CENPX 폴리클로날 항체입니다. 판코니 빈혈, 키네토코어 조립 및 DNA 복구 연구에 적합합니다. — A8MT69

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	STRA13 Rabbit pAb
비고/별칭	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	201254
면역원(Immunogen)	인간 STRA13 (NP_659435.2)의 아미노산 1-63에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	A8MT69
단백질 분자량	9kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)