


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Strip1 토끼 다클론 항체 - Q5Vsl9

품목 번호: CM0018179



소개

사람, 마우스, 쥐에서 반응성이 확인된 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 항-STRIP1 토끼 다클론 항체입니다. UniProt 리뷰 완료된 Q5VSL9 단백질을 표적으로 세포골격 조직 및 STRIPAK 복합체 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STRIP1 토끼 pAb
비고/별칭	FAM40A; FARI1A; STRIP1
종	사람
유전자ID (사람)	85369
유전자ID	85369
면역원	사람 STRIP1 (NP_149079.2)의 아미노산 743-837번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q5VSL9
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스팩 포장