

Wb, Elisa용 Anti-Sulf1 토끼 다클론 항체 - Q8Iwu6

품목 번호: CM0014049

소개

인간 SULF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드 샘플에서 SULF1을 검출하며 아폽토시스 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SULF1 토끼 pAb
비고/별칭	SULF-1; SULF1
종	인간
GeneID (인간)	23213
GeneID	23213
면역원	인간 SULF1 (NP_001121676.1)의 아미노산 480-610에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q8IWU6
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백