

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sult1E1 폴리클로날 항체 - P49888

품목 번호: CM0028292



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-SULT1E1 폴리클로날 항체입니다. 인간 SULT1E1을 표적으로 하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 에스트로겐 대사 및 호르몬 관련 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SULT1E1 Rabbit pAb
비고/별칭	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6783
GeneID	6783
면역원	인간 SULT1E1 (NP_005411.1)의 아미노산 140-294에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P49888
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백