

Anti-Sumo1 Rabbit Monoclonal Antibody [Ko Validated] For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

품목 번호: CM0002520

소개

SUMO1(P63165)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 수송, DNA 복구, 신호 전달에서 SUMOylation 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SUMO1 Rabbit mAb
비고/별칭	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
종	인간
GeneID	7341 (인간)
면역원	합성 펩타이드 인간 Sumo 1 (P63165)의 아미노산 1-101 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63165
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백