


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Supt20H 폴리클로날 항체 - Q8Nem7

품목 번호: CM0029553



소개

인간 SUPT20H(SPT20 homolog, p38IP)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증됨. 자가포식, 원장형성 및 암 연구를 포함한 응용 분야.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SUPT20H Rabbit pAb
비고/별칭	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
종	인간
GeneID (인간)	55578
GeneID	55578
면역원	재조합 단백질 인간 SUPT20H (NP_001014308.2)의 아미노산 580-779에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NEM7
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백