

Anti-Sycp3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Izu3

품목 번호: CM0027490



소개

인간 SYCP3를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. SYCP3는 감수분열과 남성 생식력에 필수적인 정소 특이적 시냅토네말 복합체 단백질입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYCP3 Rabbit pAb
비고/별칭	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
종	인간
유전자 ID (인간)	50511
면역원	인간 SYCP3 (NP_710161.1)의 아미노산 1-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q8IZU3
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백