

항시냅토피신 토끼 단클론 항체 (Wb, If, Elisa 용) - P08247

품목 번호: CM0002692

소개

인간 시냅토피신을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 시냅스 소포 생물학과 가소성 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	시냅토피신 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MRX96; MRXSYP; XLID96; 시냅토피신
종	인간
유전자ID (인간)	6855
유전자ID	6855
면역원	인간 시냅토피신 아미노산 200-300번에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_003170.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P08247
단백질 분자량	34 kDa
배송 방식	아이스 팩