

Anti-Syntaphilin (Snph) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15079

품목 번호: CM0013751

소개

인간 SNPH (Syntaphilin)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. SNARE 복합체 억제 및 시냅스 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SNPH Rabbit pAb
비고/별칭	SNPH; bA314N13.5
종	인간(Human)
유전자 ID	9751
면역원	제조항 단백질 인간 SNPH (NP_055538.2)의 아미노산 300-425에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O15079
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백