

Wb 및 Elisa용 Anti-Syntrophin Alpha 1 단클론 항체 - Q13424

품목 번호: CM0003651

소개

인간 Syntrophin alpha 1 (Q13424)을 표적하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 디스트로핀 복합체 및 신경근 시냅스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syntrophin alpha 1 Rabbit mAb
비고/별칭	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Syntrophin alpha 1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6640
GeneID	6640
면역원	인간 Syntrophin alpha 1 (Q13424)의 아미노산 1-100 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13424
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)