

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항Synt1 토끼 단클론 항체 - P21579

품목 번호: CM0008059



소개

인간 SYNT1(시냅토타그민-1)을 표적으로 하는 고성능 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 시냅스 소포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYNT1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P65; SYT; BAGOS; SVP65
종	인간
유전자 ID (인간)	6857
유전자 ID	6857
면역원	재조합 단백질 인간 SYNT1 (NP_005630.1)의 아미노산 141-422에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P21579
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스 팩