

Anti-Syt11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - Q9Bt88

품목 번호: CM0029412

소개

사람 Synaptotagmin-11 (SYT11)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 쥐 샘플의 내인성 SYT11을 검출하며, 예상 분자량은 48 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYT11 Rabbit pAb
비고/별칭	SYT12; sytXI; SYT11
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23208
GeneID	23208
면역원	사람 SYT11 (NP_689493.3)의 아미노산 37-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9BT88
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백