

Wb 및 Elisa용 항Tacr3 토끼 다클론 항체 - P29371

품목 번호: CM0027970



소개

인간 TACR3(뉴로메딘-K 수용체)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (아미노산 356-465). GPCR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TACR3 토끼 pAb
비고/별칭	NK3, NKR, HH11, NK3R, NK-3R, TAC3R, TAC3RL, TACR3
종	인간
유전자ID (인간)	6870
유전자ID	6870
면역원	인간 TACR3 (NP_001050.1)의 아미노산 356-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29371
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백