

항-Tada2B 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q86Tj2

품목 번호: CM0013314

소개

전사 어댑터 2-베타(TADA2B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. PAX5 의존성 전사 및 핵 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TADA2B 토끼 pAb
비고/별칭	ADA2B; ADA2(베타); TADA2B
종	인간
유전자ID (인간)	93624
유전자ID	93624
면역원	인간 TADA2B (NP_689506.2)의 아미노산 150-322번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86TJ2
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩