


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Taf12 폴리클로날 항체 - Q16514

품목 번호: CM0024342



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증이 완료된 인간 TAF12 토끼 폴리클로날 항체입니다. RNA 폴리머라제 II 전사에 필수적인 전사 개시 인자 TFIID 서브유닛 12를 표적합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAF12 Rabbit pAb
비고/별칭	TAF2J; TAFII20; TAF12
종	인간
GeneID (인간)	6883
GeneID	6883
면역원	인간 TAF12 (NP_001128690.1)의 아미노산 1-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16514
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백