

Anti-Tarbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13395

품목 번호: CM0020720



소개

인간 TARBP1(TRP-185)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. tRNA 메틸화, HIV-1 TAR RNA 결합 및 관련 경로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TARBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	TRM3; TRMT3; TRP185; TRP-185; TARBP1
종	인간
GeneID (human)	6894
GeneID	6894
면역원	인간 TARBP1 (NP_005637.3)의 아미노산 1322-1621에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13395
단백질 분자량	182kDa
배송	아이스백