

Anti-Tas1R1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q7Rtx1

품목 번호: CM0014599

소개

인간 TAS1R1(GPR70)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트에 걸친 우마미 미각 수용체를 검출합니다. 감각 전달 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAS1R1 Rabbit pAb
비고/별칭	TR1, T1R1, GM148, GPR70, TAS1R1
종	인간
GeneID (인간)	80835
GeneID	80835
면역원	인간 TAS1R1 (NP_619642.2)의 아미노산 330-567에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7RTX1
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩