


Wb, Elisa용 Anti-Tas1R3 폴리클로날 항체 - Q7Rtx0

품목 번호: CM0016088



소개

인간 TAS1R3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미각 수용체 연구, 감칠맛 및 단맛 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAS1R3 토끼 pAb
비고/별칭	T1R3; TAS1R3
종	인간
유전자 ID (인간)	83756
유전자 ID	83756
면역원	인간 TAS1R3 (NP_689414.2)의 아미노산 400-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7RTX0
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백