

Anti-Tas2R38 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P59533

품목 번호: CM0016517

소개

인간 TAS2R38(쓴맛 수용체)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. 쓴맛 인지 및 GPCR 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAS2R38 Rabbit pAb
비고/별칭	PTC, T2R38, T2R61, THIOT, TAS2R38
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5726
GeneID	5726
면역원(Immunogen)	인간 TAS2R38 (NP_789787.4)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat (쥐)
SWISS	P59533
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)