


Wb 및 Elisa용 Anti-Tatdn1 폴리클로날 항체 - Q6P1N9

품목 번호: CM0016942



소개

엑소뉴클레아제/엔도뉴클레아제 활성을 가진 핵
데옥시리보뉴클레아제인 사람 TATDN1에 대한 토끼
폴리클로날 항체. WB, ELISA에 대해 검증됨. DNA 수복
및 염색체 분리 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TATDN1 토끼 pAb
비고/별칭	CDA11; TATDN1
종	사람
GeneID (사람)	83940
GeneID	83940
면역원	사람 TATDN1 (NP_114415.1)의 아미노산 1-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q6P1N9
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백