


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Taz 폴리클로날 항체 - Q9Gzv5

품목 번호: CM0027978



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 Anti-TAZ 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. Hippo 신호 전달, 전사 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAZ Rabbit pAb
비고/별칭	TAZ
종(Species)	Human (인간)
Gene ID	25937
면역원(Immunogen)	인간 TAZ (NP_056287.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9GZV5
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백