

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tbcb 다클론 항체 - Q99426

품목 번호: CM0015804

소개

인간 TBCB(튜블린 접힘 보조인자 B)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 튜블린 이중이량체 조립에 관여하는 27kDa 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TBCB 토끼 pAb
비고/별칭	CG22; CKAP1; CKAP1; TBCB
종	인간
GeneID (인간)	1155
GeneID	1155
면역원	인간 TBCB(NP_001272.2)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99426
단백질 중량	27kDa
배송	아이스백