

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Tceb2 다클론 항체 - Q15370

품목 번호: CM0015197



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증된 항-TCEB2 다클론 항체를 제공합니다. 전사 연장 인자이자 유비퀴틴 리가제 구성 요소인 인간 Elongin-B를 표적으로 합니다. 유전자 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TCEB2 토끼 pAb
비고/별칭	SIH1; TCEB2
종	인간
유전자 ID	6923
면역원	인간 TCEB2 (NP_009039.1)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15370
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백